

# DR. SKIN™

Sistem complet 4-în-1  
pentru îngrijirea pielii




Dr. Skin

# CE ESTE DR. SKIN™?

Aparat multifuncțional 4-în-1 pentru îngrijirea perfectă a tenului:

- microdermabraziune cu diamante
- mezoporație multipolară
- lifting dublu facial cu microcurenți
- electro-mască (opțional)



# TRATAMENTE VERSATILE DR. SKIN™

1

## DERMABRAZIUNE

Reducerea porilor

Tratamentul acneei

Îndepărtare comedoane

Îmbunătățire textură

Hiperpigmentații

2

## MEZOPORAȚIE

Anti-aging

Hiperpigmentații

Creșterea elasticității

Calmare

Regenerare

Deschiderea ton

3

## LIFTING DUBLU

Lifting

Tensionarea pielii

Masaj musculatură

Masaj decongestionare

# DR. SKIN™

Setare timp

START / STOP

Selectare aplicator

Aplicator  
mezoporație mic

Aplicator  
mezoporație mare

Aplicator dublu-lifting

Aplicator  
microdermabraziune

Dr. Skin

Monitor


Intensitate

Microdermabraziune

Selectare mod

Conectoare

Reglaj vacuum  
dermabraziune



# APLICATOARE DR. SKIN™



**Aplicator  
microdermabraziune**  
3 capete

**Aplicator mezoporație**  
LED albastru  
48V / Intensitate 1-10  
Mod 1-4

**Aplicator mezoporație**  
LED roșu  
48V / Intensitate 1-10  
Mod 1-4



**Aplicator lifting dublu**  
12V / Intensitate 1-10  
Timp 1-30min

# AVANTAJELE DR. SKIN™

- 4-în-1 sistem de îngrijirea optimă a tenului
- 4 moduri diferite de stimulare electrică
- 2 moduri pentru față / 2 moduri pentru corp
- 2 aplicatoare diferite de mezoporație
- multipolaritate fără electrod extra
- tratamente personalizate în funcție de ten
- posibilitatea de a trata 2 persoane simultan

# MICRODERMABRAZIUNE DR. SKIN™

- **Exfoliere** – îndepărtarea mecanică a stratul superficial al epidermei cu ajutorul diamantelor
- **Vacuum** – stimularea fluxului sanguin, stimulare collagen, elastină și activare limfatică




Procedul de  
microdermabraziune  
cu diamante



# MEZOPORAȚIA DR. SKIN™

- **Mezoporație** = fără a interveni invaziv asupra structurii pielii, curenții modulați crează o deschidere temporară a membranei celulare, ingredientii penetrează în straturile pielii




Procedee de  
electroporație



# MEZOPORAȚIA DR. SKIN™

Mezoporația combina două terapii puternice:

- ***electroporația*** – mărește porii de până la 400 de ori, crește permeabilitatea epidermei;
- ***electroforeza*** – ingredientele active din cocktailul cosmetic sunt împinse în straturile profunde ale pielii.



# MEZOPORAȚIA COMPARATĂ

Cosmetică manuală	Iontoforeză	Mezoporația Dr. SKIN™
Produse topice de orice fel	Soluții speciale preionizate	Soluții diverse mezoterapie
Hidratarea stratului superficial (mort)	Epidermis	Dermis
-	Pătrundere prin glande și pori (mai puțin de 5.000Da)	Pătrundere prin glande și pori (mai puțin de 40.000Da)
1-2% pătrundere din masa soluției folosite	10-15% pătrundere din masa soluției folosite	60-90% pătrundere din masa soluției folosite



# LIFTING DR. SKIN™

- Prin aplicarea de micro-curenți (12V +/-) în stratul superficial a tenului, este obținut un efect de tensionare asupra musculaturii faciale
- Efectul de lifting promovează formarea de collagen nou și stimulează țesuturile dermale pentru a crește nivelul de elastină.
- ***Aplicator în forma de “Y”*** – tratează perfect liniile naturale ale feței


# CARACTERISTICI TEHNICE DR. SKIN™

CARACTERISTICA	VALOARE
FRECVENȚA MEZOPORAȚIE	1.0KHz – 1.7KHz
VACUUM MICRODERMABRAZIUNE	700mmHg
DIMENSIUNI	276 X 379 X 250mm
GREUTATE (FĂRĂ SUPORT)	8.0Kg
APLICATOR MICRODERMABRAZIUNE	3 CAPETE
APLICATOR MEZOPORAȚIE	MARE & MIC
APLICATOR LIFITNG	DUBLU

# ÎNAINTE ȘI DUPĂ DR. SKIN™



# ÎNAINTE ȘI DUPĂ DR. SKIN™



# ÎNAINTE ȘI DUPĂ DR. SKIN™





# ÎNAINTE ȘI DUPĂ DR. SKIN™



# VĂ MULȚUMIM!

DR. SKIN™ este un produs Eunsung Global Corp. – Coreea de Sud. Distribuitorul în România a produselor Eunsung este YELLA SRL / [www.microderma.ro](http://www.microderma.ro)

© MICRODERMA 2021. Toate drepturile rezervate

